






Deutsch	Inhaltsstoffe
<i>Bitte lesen Sie dieses Merkblatt vor der Verwendung sorgfältig durch.</i>	Wasser, Leinsamenextrakt*, Aloe Vera*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkeimehl*, Natriumchlorid, Xanthangummi, Kaliumsorbat, Zitronensäure, Phenoxyethanol.
menoelle Gel	<i>*Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau. 95%-ig biologisch.</i>
menoelle Gel ist ein bio-zertifiziertes Feuchtigkeitsgel auf Wasserbasis für den Vaginalbereich. menoelle Gel verwendet eine patentierte Technologie und spendet natürliche, langanhaltende Feuchtigkeit bei trockener Vaginalschleimhaut.	Internationaler Patentschutz.
Anwendung	menoelle Gel ist ein sanftes, durchsichtiges Gel, das mit dem Finger aufgetragen und verteilt werden kann (kein Applikator enthalten). Somit können Sie selber entscheiden, wie viel Sie wo auftragen möchten. Drücken Sie die gewünschte Menge aus der Tube und verteilen Sie das Gel mit den Fingerspitzen auf der Vaginalschleimhaut. menoelle Gel kann auch zur Befeuchtung der Schamlippen verwendet werden. Produkt wird ohne einem wiederverwendbaren Applikator geliefert.
Anwendungshäufigkeit menoelle Gel	Eine Anwendung von 5ml alle 2-3 Tage ist in der Regel ausreichend, um die Vaginalschleimhaut feucht und angenehm zu halten. Bei starker Trockenheit kann das Gel anfangs häufiger (1x alle 1-2 Tage auftragen) verwendet werden, bis sich eine Besserung einstellt. Zur Erleichterung von schmerzhaftem Geschlechtsverkehr das Gel vor dem Geschlechtsverkehr und zur Linderung danach auftragen.
Hinweis	Isotonisch*: Die isotonische/isoosmotische Eigenschaft von menoelle Gel entspricht der des menschlichen Gewebes. Warum ist dieses Gleichgewicht wichtig? Hypertonische Produkte (die in der Regel Chemikalien wie Glycerin und Glykol enthalten) können im Intimbereich Reizungen verursachen. Durch die isotonische/isoosmotische* Eigenschaft schützt menoelle Gel vor Reizungen. <i>*Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.</i>
menoelle Gel:	Aufbewahrung: Bewahren Sie die Tube bei Nichtverwendung mit verschlossenem Deckel auf. Heben Sie menoelle an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 und +30 °C auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verwenden Sie es vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Achtung: menoelle Gel ist weder ein Spermizid noch ein Verhütungsmittel. Warnung: Wenn das Sicherheitssiegel einer enthaltenen Tube beschädigt oder geöffnet ist, verwenden Sie sie NICHT, sondern bringen Sie sie dorthin zurück, wo Sie sie erworben haben. Wenn Reizungen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung. Sollten die Symptome anhalten, suchen Sie einen Arzt auf. <i>Nicht kompatibel mit Polyurethan-Kondomen.</i>
menoelle Gel:	Biozertifiziert durch: The Soil Association, Bristol, UK. Genehmigt durch: The Vegetarian Society.
Vertrieb	Import und Vertrieb: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Deutschland Hersteller: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK
	   XIVUML_06/2021 1639

English	Ingredients
<i>Please read these instructions carefully before use.</i>	Water, linseed extract*, aloe vera*, locust bean gum*, guar gum*, sodium chloride, xanthan gum, potassium sorbate, citric acid, phenoxyethanol.
menoelle Gel	<i>*Certified organic ingredients. 95% organic.</i>
menoelle Gel is a certified organic moisturising gel for vaginal use. menoelle Gel uses patented technology and combats vaginal dryness with natural, long-lasting rehydration.	International patent protection.
Use	menoelle Gel is a gentle, colourless gel that can be simply applied and distributed with your finger tips (no applicator supplied). Therefore, you can decide yourself, how much and where you wish to apply it. Squeeze the desired amount of gel from the tube and distribute it with your fingertips to the inside walls of your vagina. menoelle Gel can also be used to moisten the lips of the vagina. Product does not come with a reusable applicator.
Frequency of use	Application of 5 ml every two to three days is usually enough to keep vaginal tissues hydrated and comfortable. In cases of extreme dryness, the gel can initially be used more frequently (1x every one to two days), until there is an improvement. For easing pain during sexual intercourse, the gel should be applied before intercourse and again afterwards to provide relief.
Notice	Isotonic*: The isotonic/iso-osmotic property of menoelle Gel is the same as that of human tissue. Why is this balance necessary? Hypertonic products (which generally contain chemicals like glycerine and glycol) can cause vaginal irritation. menoelle Gel 's isotonic/iso-osmotic property protects against irritation. <i>*Further information can be found on our website.</i>
menoelle Gel:	Storage: When not in use, always store the tube with the lid closed. Store menoelle Gel in a cool, dry place at temperatures of between +5 and +30 °C. Protect against direct sunlight. Use before expiry date. Caution: menoelle Gel is neither a spermicide nor a contraceptive. Warning: If the seal on any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation or discomfort occurs, discontinue use. If symptoms persist, seek medical advice. <i>Not compatible with polyurethane condoms.</i>
menoelle Gel:	Certified organic by: The Soil Association, Bristol, UK. Approved by: The Vegetarian Society.
Distributor	Distributor and import: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Germany Manufacturer: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK
	   1639

Türkçe	İçindekiler
<i>Kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanim talimatini dikkatle okuyun.</i>	Su, keten tohumu özü*, aloe vera*, keçiyoynuzu tozu*, guar çekirdeği tozu*, sodyum klorür, ksantan zımkı, potasyum sorbat, sitrik asit, fenoksietanol.
menoelle Jel	<i>*Organik tarımla üretilen bileşimler. %95 organik.</i>
menoelle Jel , vajinal bölge için su bazlı organik sertifikalı nemlendirici bir jeldir. menoelle Jel patentli bir teknolojiyi kullanır ve kuru vajinal mukozada doğal ve uzun süreli nemlendirme sağlar.	Uluslararası korumalı patent.
Kullanımı	menoelle Jel parmakla ya da aplikatörle kolayca uygulanabilir ve dağıtılabilen yumuşak, saydam bir jeldir. Bu sayede, nereye ve ne kadar uygulayacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. İstediginiz miktarı tüpü sıkarak çıkarın ve parmak uçlarınızla vajinal mukozaya dağıtın. menoelle Jel genital dudakların nemlendirilmesi için de kullanılabilir.
menoelle Jelin kullanım sıklığı	Genellikle 2-3 günde bir 5 ml kullanım genital floranın nemli ve rahatlamış halde kalması için yeterlidir. Aşırı kuruluk varsa jel başlangıçta, iyileşme başlayana kadar daha sık (1-2 günde 1 kez) uygulanabilir. Jeli ağırlı cinsel ilişkiyi kolaylaştırmak için ilişki öncesinde ve ağıryı azaltmak için de ilişki sonrasında kullanın.
İpucu	izotonik*: menoelle Jelin izotonik/izozotmik özelliği insan dokusuyla uyumludur. Bu denge neden önemlidir? Hipertonik ürünler (gelinde gliserin ve glkol gibi kimyasallar içeren ürünler) genital bölgede tahrişe sebep olabilir. menoelle Jel izotonik/izozotmik* özelliği sayesinde tahrişlere karşı koruma sağlar. <i>*Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.</i>
menoelle Jel:	Saklama: Kullanmadığınız zaman tüpün ağzını kapalı tıtorak saklayın. menoelle Jel 'i 5°C-30°C arasında serin ve kuru bir yerde saklayın. Direkt güneş ışığından koruyun. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Dikkat: menoelle Jel spermisit veya doğum kontrol aracı değildir. Uyarı: Güvenlik etiketi hasar görmüş veya açılmış tüpleri KULLANMAYIN ve aldığınız yere iade edin. Tahriş veya ağrı olursa kullanmaya devam etmeyin ve bir doktora danışın. <i>Poliüretan prezervatifle beraber kullanım için uygun değildir.</i>
menoelle Jel:	Organik sertifika sağlayıcı: The Soil Association, Bristol, Birleşik Krallık. Onaylayan: The Vegetarian Society.
İletişim	Satış ve Dağıtım: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Almanya Üretici: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG Birleşik Krallık
	   1639

İletişim: www.menoelle.com hella@menoelle.com

menoelle PRODUKTFAMILIE	menoelle GEL	menoelle TABLETTE	menoelle OVULA med
	 e 100 ml	 60 Tabletten	 10 Zäpfchen
	menoelle Gel ist ein bio zertifiziertes Vaginalgel aus rein pflanzlichen Polymeren, welches an den Scheidenwänden haftet und bis zu 3 Tage Feuchtigkeit spendet. menoelle Gel wurde für die sensible Intimflora entwickelt und ist frei von hautschädigenden, chemischen Wirkstoffen.	menoelle Tabletten bestehen aus einer patentierten und pflanzlichen Mischung der drei Pflanzenextrakte Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa und Angelica gigas (EstroG-100®).	menoelle Ovula med ist ein Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung von vaginaler Trockenheit. Hilft bei Reizungen, Brennen und Juckreiz.
	» Lindert schnell vaginale Atrophie und Trockenheit » Mildert Reizungen, Juckreiz und Brennen » Spendet sanfte, langanhaltende Feuchtigkeit	» Mit dem patentierten und pflanzlichen EstroG-100® Extrakt » Mit einem aufeinander abgestimmten hochwertigen Nährstoffkomplex » Frei von Isoflavonen, hormonfrei, veganes Produkt	» Zur Wiederherstellung und zum Erhalt des natürlichen vaginalen pH-Werts. » Zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung vaginaler Gesundheit. » Hormonfrei und frei von chemischen Konservierungsstoffen
	 BIO ZERTIFIZIERT	 OHNE HORMONE	 SICHER & WIRKSAM
	 VEGAN	 OHNE SOJA	 MEDIZINPRODUKT
	 VEGAN	 OHNE ISOFLAVONE	 OHNE HORMONE
			DIE CLEVERE APP FÜR FRAUEN IN DEN WECHSELJAHREN!
			<i>mimeno ist die erste kostenlose App speziell für Frauen vor, während und nach den Wechseljahren, also für alle Frauen von Anfang 40 bis Mitte / Ende 60.</i>
			» Menopausen-Tracking, das Wechseljahresbeschwerden übersichtlich erfasst und Therapiemöglichkeiten anbietet » Spannende, relevante Informationen zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Wechseljahre » Ein individuelles Trainingsprogramm für Körper und Geist » Austausch mit anderen Frauen in einer geschützten Community
	www.mimeno.com		Code scannen und kostenlos dieApp laden:  Google PlayStore  Apple Store

www.mimeno.com